

Pe Rabbit Anti-Mouse Cd25 Monoclonal Antibody For Fc - P01590

商品番号: CM0008492

前書き

マウスCD25（IL-2R α 、p55）を標的とするPE標識ウサギモノクローナル抗体で、制御性T細胞および免疫寛容機構の研究におけるフローサイトメトリー（FC）アプリケーションに適しています。この抗体はマウスIL-2受容体 α 鎖に特異的であり、Tregの同定および機能アッセイに最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PE Rabbit anti-Mouse CD25 mAb
備考/別名	CD25; IL2r; Ly-43
種	マウス
GeneID (ヒト)	3559
GeneID	16184
免疫原	組換えタンパク質 マウスCD25（NP_032393.3）のアミノ酸22-236に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	FC
交差反応性	マウス
SWISS	P01590
タンパク質分子量	30kDa
配送	アイスバッグ