

Fc用 Peウサギ抗マウスCd262/Trailr2モノクローナル抗体 - Q9Qzm4

商品番号: CM0004375

前書き

フローサイトメトリー用の、マウスCD262/TRAILR2 (Death receptor 5) を標的とするPE結合ウサギモノクローナル抗体です。マウスモデルにおけるアポトーシス、デスレセプターシグナル伝達、がん研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PE ウサギ抗マウスCD262/TRAILR2 モノクローナル抗体 (mAb)
別名	MK; DR5; Ly98; KILLER; TRICKB; TRAILR2; TRICK2A; TRICK2B
反応種	マウス
遺伝子ID (ヒト)	8795
遺伝子ID	21933
免疫原	組換えタンパク質；マウスCD262/TRAILR2 (NP_064671.2) のアミノ酸53～170番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
分類	モノクローナル抗体
用途	FC (フローサイトメトリー)
交差反応性	マウス
SWISS	Q9QZM4
タンパク質分子量	42kDa
発送方法	氷袋