

フローサイトメトリー用 Pe ウサギ抗マウス Cd267/Taci モノクローナル抗体 - Q9Et35

商品番号: CM0009800

前書き

フローサイトメトリー用途向けの、マウス CD267/TACI (Tnfrsf13b) を標的とする PE 結合ウサギモノクローナル抗体。B細胞およびT細胞の刺激を媒介する27 kDaの受容体を検出します。マウスに特異的です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PE ウサギ抗マウス CD267/TACI mAb
備考／別名	Taci, I200009E08Rik
種	マウス
GeneID (ヒト)	23495
GeneID (マウス)	57916
免疫原	マウス CD267/TACI (NP_067324.1) のアミノ酸5～129を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	FC (フローサイトメトリー)
交差反応性	マウス
SWISS	Q9ET35
タンパク質分子量	27 kDa
輸送	保冷バッグ