

フローサイトメトリー用 Pe ウサギ抗マウス Cd268/Baff-R モノクローナル抗体 - Q9D8D0

商品番号: CM0008084

前書き

マウス CD268/BAFF-R（B細胞成熟欠損因子／B細胞活性化因子受容体）を標的とする PE 結合ウサギモノクローナル抗体。フローサイトメトリーで検証済みで、B細胞受容体シグナル伝達および成熟B細胞の生存研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PE ウサギ抗マウス CD268/BAFF-R mAb
備考／別名	Bcmd; Baffr; Bcmd1; BAFF-R; Bcmd-1; Lvis22; 2010006P15Rik
種	マウス
GeneID（ヒト）	115650
GeneID	72049
免疫原	マウス CD268/BAFF-R（NP_082351.1）のアミノ酸10〜71に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	FC
交差反応性	マウス
SWISS	Q9D8D0
タンパク質分子量	19kDa
輸送	保冷剤