

Fc用Peウサギ抗マウスCD272/Btlaモノクローナル抗体 - Q7Tsa3

商品番号: CM0009654



前書き

マウスCD272/BTLAを標的とするPE結合ウサギモノクローナル抗体。フローサイトメトリー用にバリデーション済み。免疫制御に関与するBおよびTリンパ球減弱因子。免疫学研究への応用に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PEウサギ抗マウスCD272/BTLA mAb
備考／別名	A630002H24
種	マウス
GeneID (ヒト)	151888
GeneID	208154
免疫原	組換えタンパク質 マウスCD272/BTLAのアミノ酸30～176 (NP_001032808.2) に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	FC
交差反応性	マウス
SWISS	Q7TSA3
タンパク質分子量	22kDa/34kDa
輸送	保冷バッグ