


## フローサイトメトリー用PEウサギ抗マウスCd274/Pd-L1モノクローナル抗体 - Q9Ep73

商品番号: CM0011843



### 前書き

#### マウスPD-

L1（CD274）の細胞外ドメインを標的とする、PE標識ウサギモノクローナル抗体。マウスサンプルを用いたフローサイトメトリーで検証済み。免疫チェックポイントおよび腫瘍免疫学研究に適しています。

#### [詳細を学ぶ](#)

| パラメータ      | 値                                            |
|------------|----------------------------------------------|
| 製品名        | PEウサギ抗マウスCD274/PD-L1 mAb                     |
| 備考／別名      | B7h1, Pdl1, Pdcd1l1, Pdcd1lg1, A530045L16Rik |
| 生物種        | マウス                                          |
| GeneID（ヒト） | 29126                                        |
| GeneID     | 60533                                        |
| 免疫原        | 組換えタンパク質                                     |
| 由来         | ウサギ                                          |
| カテゴリー      | モノクローナル抗体                                    |
| 用途         | FC                                           |
| 交差反応性      | マウス                                          |
| SWISS      | Q9EP73                                       |
| タンパク質分子量   | 32kDa                                        |
| 輸送         | 保冷剤                                          |