

PE標識 ウサギ抗マウスCd28モノクローナル抗体（フローサイトメトリー用） - P31041

商品番号: CM0004635



前書き

PE標識ウサギ抗マウスCD28モノクローナル抗体。フローサイトメトリー用に検証済み。T細胞活性化、共刺激、免疫恒常性の研究に最適。マウスに反応します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PE標識ウサギ抗マウスCD28モノクローナル抗体
備考/別名	Cd28
種	マウス
ヒト遺伝子ID	940
遺伝子ID	12487
免疫原	組換えタンパク質；マウスCD28（NP_031668.3）のアミノ酸20-149に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	フローサイトメトリー
交差反応性	マウス
SWISS PROT ID	P31041
タンパク質分子量	25kDa
発送条件	保冷剤（氷袋）