

フローサイトメトリー用 Pe 標識ウサギ抗マウスCD301 (Mgl1/2) Mab - P49300 / Q8Jzn1

商品番号: CM0012697

前書き

フローサイトメトリー用のマウスCD301 (MGL1/2)を標的とするPE共役ウサギモノクローナル抗体です。マクロファージ上のCLEC10Aレクチンを認識し、腫瘍免疫、脂肪組織炎症、感染症の研究を支援します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PE 標識ウサギ抗マウスCD301 (MGL1/2) mAb
別名	Mgl; Mgl1; CD301a; M-ASGP-BP-1
対象種	マウス
遺伝子ID (ヒト)	10462/54551
遺伝子ID (マウス)	17312/216864
免疫原	組換えタンパク質 (マウスCD301a (NP_034926.1)のアミノ酸57〜304番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質)
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	フローサイトメトリー
交差反応性	マウス
SWISS	P49300/Q8JZN1
輸送方法	氷袋