

Fc用Peウサギ抗マウスCd301B/Mgl2モノクローナル抗体 - Q8Jzn1

商品番号: CM0008665

前書き

マウスCD301b（MGL2）を標的とするPE結合ウサギモノクローナル抗体。CD301b（MGL2）はC型レクチン膜糖タンパク質です。フローサイトメトリー（FC）用途で検証済み。免疫学および糖鎖生物学研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PEウサギ抗マウスCD301b/MGL2 mAb
備考／別名	CD301b
種	マウス
GeneID（ヒト）	10462
GeneID	216864
免疫原	マウスCD301b/MGL2（NP_660119.1）のアミノ酸233～332内の配列に対応する合成ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	FC
交差反応性	マウス
SWISS	Q8JZN1
タンパク質分子量	38 kDa
輸送	保冷バッグ