


Pe Rabbit Anti-Mouse Cd304/Neuropilin-1 Monoclonal Antibody For Fc - P97333

商品番号: CM0011390



前書き

マウスCD304/Neuropilin-1を標的とするPE標識ウサギモノクローナル抗体。フローサイトメトリー（FC）アプリケーションで検証済みです。神経発生、血管新生、および発生生物学の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PE Rabbit anti-Mouse CD304/Neuropilin-1 mAb
備考/別名	Nrp; NP-1; Npn1; NPN-1; C530029I03
種	マウス
GeneID (ヒト)	8829
GeneID	18186
免疫原	組換えタンパク質 マウスCD304/Neuropilin-1 (NP_032763.2) のアミノ酸22-856に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	FC
交差反応性	マウス
SWISS	P97333
タンパク質分子量	103kDa
配送	アイスバッグ