

Pe Rabbit Anti-Mouse Cd32 Monoclonal Antibody For Fc - P08101

商品番号: CM0012583

前書き

マウスCD32（FcγRIIB）に対するPE標識ウサギモノクローナル抗体。フローサイトメトリー（FC）について検証済みです。リンパ球および骨髄系細胞におけるIgG受容体機能の研究に適しています。Uniprot: P08101。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PE Rabbit anti-Mouse CD32 mAb
備考/別名	CD32, Fcgr2, Fcr-2, Fcr-3, Ly-17, LyM-1, Lym-1, fcRII, FcgRII, Fcgr2a, Ly-m20, Fc[g]RII, F630109E10Rik
種	マウス
遺伝子ID (ヒト)	2213
遺伝子ID	14130
免疫原	マウスCD32（NP_034317.1）のアミノ酸30-207に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	FC
交差反応性	マウス
SWISS	P08101
タンパク質分子量	31kDa/33kDa/36kDa
配送	アイスバッグ