

Pe ウサギ抗マウスCD34 モノクローナル抗体（Fc用） - Q64314

商品番号: CM0010280

前書き

マウスCD34に対するPE標識ウサギモノクローナル抗体で、フローサイトメトリー（FC）での検証が完了しています。造血幹細胞/前駆細胞の接着および初期造血の研究に適しています。マウスCD34と反応します。UniProt: Q64314。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PE ウサギ抗マウスCD34 mAb
備考/別名	CD34;CD34 molecule;GIG3;MORT1
対象種	マウス
GeneID (ヒト)	947
GeneID	12490
免疫原	マウスCD34 (NP_598415.1) のアミノ酸35～287番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	FC
交差反応性	マウス
SWISS	Q64314
タンパク質分子量	41kDa
輸送方法	氷袋