

Pe ウサギ抗マウスCd35 Mab - Cd35

商品番号: CM0009516

前書き

フローサイトメトリー（FC）用にマウスCD35（Cr1、C3DR）を標的とするPE結合ウサギモノクローナル抗体です。マウスと反応し、タンパク質分子量は113 kDaです。補体受容体に関する免疫学研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PE ウサギ抗マウスCD35 mAb
備考/別名	Cr1; C3DR; CD21; CD35; Cr-1; Cr-2
対象種	マウス
遺伝子ID（ヒト）	1380
遺伝子ID	12902
免疫原	組換えタンパク質：マウスCD35（NP_001355694.1）のアミノ酸21～396に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	FC（フローサイトメトリー）
交差反応性	マウス
タンパク質分子量	113 kDa
発送方法	保冷剤同梱