

フローサイトメトリー用 PE標識 ウサギ抗マウス Cd352/Slamf6

モノクローナル抗体 - Q9Et39

商品番号: CM0008512

前書き

マウス CD352/SLAMF6 (Ly108/NTB-A)
を標的とするPE標識ウサギモノクローナル抗体で、フローサイトメトリー用に検証済みです。マウス造血系サンプルにおけるSLAMファミリー受容体を介した免疫細胞シグナル伝達と調節の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PE標識 ウサギ抗マウス CD352/SLAMF6 モノクローナル抗体
備考/別名	KALI; NTBA; KAL1b; Ly108; NTB-A; SF2000
種	マウス
GeneID (ヒト)	114836
GeneID	30925
免疫原	マウス CD352/SLAMF6 (NP_001334115.1) のアミノ酸31-235に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	フローサイトメトリー
交差反応性	マウス
SWISS	Q9ET39
タンパク質分子量	39kDa
輸送	保冷バッグ