

フローサイトメトリー用 PE標識ウサギ抗マウス CD366 (Tim-3)

モノクローナル抗体 - Q8Vim0

商品番号: CM0012169



前書き

マウスCD366 (TIM-3)

に対するPE標識ウサギモノクローナル抗体。フローサイトメトリーでの使用が検証済みです。マウス特異的で、Th1細胞、CD8+ T細胞、マクロファージ、樹状細胞に発現します。免疫チェックポイント研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PE標識ウサギ抗マウス CD366 (TIM-3) mAb
備考/別名	Tim3; TIM-3; Timd3
種	マウス
GeneID (ヒト)	84868
GeneID	171285
免疫原	組換えタンパク質 マウスCD366 (TIM-3) のアミノ酸20-191に対応する配列を含む組換え融合タンパク質 (NP_599011.2)
由来	ウサギ
カテゴリ	モノクローナル抗体
アプリケーション	FC
交差反応性	マウス
SWISS	Q8VIM0
タンパク質重量	22kDa/31kDa
配送	アイスバッグ