

フローサイトメトリー用 Pe ウサギ抗マウス Cd40 モノクローナル抗体 - P27512

商品番号: CM0009238

前書き

マウス CD40 (TNFRSF5、Bp50) に特異的な PE 結合ウサギモノクローナル抗体。フローサイトメトリー用に検証済み。細胞外ドメイン (aa 20-189) を標的とします。B 細胞の活性化および免疫シグナル伝達の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PE ウサギ抗マウス CD40 mAb
別名	IGM; p50; Bp50; GP39; IMD3; TRAP; HIGM1; T-BAM; Tnfrsf5
種	マウス
遺伝子 ID (ヒト)	958
遺伝子 ID	21939
免疫原	組換えタンパク質 / マウス CD40 のアミノ酸 20-189 に相当する配列を含む組換え融合タンパク質 (NP_035741.2)
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	FC
交差反応性	マウス
SWISS	P27512
タンパク質分子量	32kDa
発送	保冷バッグ