

Pe Rabbit Anti-Mouse Cd43 Mab - P15702

商品番号: CM0005509



前書き

マウスCD43（Leukosialin）を標的とするPE標識ウサギモノクローナル抗体。フローサイトメトリーで検証済みであり、マウスモデルにおける免疫表現型解析、T細胞活性化、および移動研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PE Rabbit anti-Mouse CD43 mAb
備考/別名	Cd43; Ly48; Galgp; Ly-48; A630014B01Rik
種	マウス
GeneID (ヒト)	6693
GeneID	20737
免疫原	組換えタンパク質 マウスCD43（NP_033285.1）のアミノ酸20-248に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	FC
交差反応性	マウス
SWISS	P15702
タンパク質分子量	40 kDa
配送	アイスパッグ