


Fc用PE標識ウサギ抗マウスCD44モノクローナル抗体 - P15379

商品番号: CM0009479



前書き

マウスCD44（Ly-24、Pgp-1、HERMES）に対するPE標識ウサギモノクローナル抗体。フローサイトメトリー（FC）での使用が検証済み。細胞接着、リンパ球ホーミング、ヒアルロン酸結合の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PE標識ウサギ抗マウスCD44 mAb
備考／別名	Ly-24; Pgp-1; HERMES
種	マウス
遺伝子ID（ヒト）	960
遺伝子ID	12505
免疫原	組換えタンパク質 マウスCD44（NP_033981.2）のアミノ酸23～176に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	FC
交差反応性	マウス
SWISS	P15379
タンパク質分子量	85kDa
輸送	保冷バッグ