

Fc用Pe標識ウサギ抗マウスCd45モノクローナル抗体 - P06800

商品番号: CM0009683

前書き

マウスCD45（PTPRC、白血球共通抗原）に特異的な、信頼性の高いPE結合ウサギモノクローナル抗体。フローサイトメトリー（FC）用に最適化されており、免疫表現型解析および診断用原料の調達に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PE標識ウサギ抗マウスCD45モノクローナル抗体
備考／別名	loc; B220; Cd45; L-CA; Ly-5; T200; CD45R; Lyt-4
種	マウス
GeneID（ヒト）	5788
GeneID	19264
免疫原	マウスCD45（NP_001104786.2）のアミノ酸26～566に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	FC
交差反応性	マウス
SWISS	P06800
タンパク質分子量	130kDa/140kDa/144kDa
発送条件	アイスバッグ