

Pe ウサギ抗マウス CD45.1 Mab - P06800

商品番号: CM0010531

前書き

フローサイトメトリー用のPE標識ウサギモノクローナル抗マウスCD45.1抗体。白血球共通抗原である受容体型チロシンプロテインホスファターゼCを認識し、マウスサンプルに対して特異的な反応性を示します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PE ウサギ抗マウス CD45.1 mAb
備考／別名	loc; B220; Cd45; L-CA; Ly-5; T200; CD45R; Lyt-4
種	マウス
遺伝子ID (ヒト)	5788
遺伝子ID	19264
免疫原	マウスCD45.1のアミノ酸311～410に相当する合成ペプチド (NP_001104786.2)
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	FC
交差反応性	マウス
SWISS	P06800
タンパク質分子量	130kDa/140kDa/144kDa
配送	保冷剤