

Fc用 Pe標識 ウサギ抗マウスCd47モノクローナル抗体 - Q61735

商品番号: CM0010063

前書き

フローサイトメトリー用のPE結合ウサギ抗マウスCD47（IAP）モノクローナル抗体です。マウスサンプルでの検証が済み、細胞接着と免疫制御に関わる白血球表面抗原を標的とします。UniProt: Q61735。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PE標識 ウサギ抗マウスCD47モノクローナル抗体
別名	IAP; Itgp; 9130415E20Rik; B430305P08Rik
対象種	マウス
ヒトGeneID	961
GeneID	16423
免疫原	マウスCD47（NP_034711.1）のアミノ酸19～135番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	フローサイトメトリー（FC）
交差反応性	マウス
SWISS	Q61735
タンパク質分子量	35kDa
輸送方法	保冷剤