

Peウサギ抗マウスCd5モノクローナル抗体（Fc用途） - P13379

商品番号: CM0011559

前書き

マウスCD5（Ly-1抗原）に特異的なPE標識ウサギモノクローナル抗体で、フローサイトメトリーでの使用が検証済みです。T細胞・B1a細胞研究、免疫寛容、シグナル伝達研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PEウサギ抗マウスCD5モノクローナル抗体
別名	Ly-1; Ly-A; Ly-12; Lyt-1
対象種	マウス
GeneID (ヒト)	921
GeneID	12507
免疫原	組換えタンパク質 / マウスCD5（NP_031676.3）のアミノ酸25～371に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	FC（フローサイトメトリー）
交差反応性	マウス
SWISS	P13379
タンパク質分子量	54kDa
発送方法	保冷剤