

PE標識 ウサギ抗マウスCd50/Icam-3 (Icam-5/Telencephalin)

モノクローナル抗体（フローサイトメトリー用） - Q60625

商品番号: CM0006018

前書き

PE標識ウサギモノクローナル抗体、マウスCD50/ICAM-3 (ICAM-5/Telencephalin) を標的とし、フローサイトメトリーで検証済み。CamelBioによる神経細胞接着および神経免疫学研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PE標識 ウサギ抗マウスCD50/ICAM-3 モノクローナル抗体
備考/別名	TLN; CD50; Tlcn; Icam3; ICAM-3; ICAM-5
種	マウス
GeneID (ヒト)	7087
GeneID (マウス)	15898
免疫原	マウスCD50/ICAM-3 (NP_032345.2) のアミノ酸32-227に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	フローサイトメトリー (FC)
交差反応性	マウス
SWISS	Q60625
タンパク質分子量	97kDa
発送条件	保冷剤（氷袋）