

Pe ウサギ抗マウスCd6 Mab - Q61003

商品番号: CM0004942

前書き

フローサイトメトリー用PE標識ウサギ由来抗マウスCD6モノクローナル抗体です。接着、共刺激、自然免疫に関与するT細胞抗原であるマウスCD6を検出します。分子量：64/68/72 kDa。Swiss-Prot番号：Q61003。免疫学研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PE ウサギ抗マウスCD6 mAb
備考/別名	真核生物; 後生動物; 脊索動物; 頭蓋類; 脊椎動物; 真骨類; 哺乳類; 真獣類; 真祖獣類; 齧歯類; 齧歯目; ネズミ型亜目; ネズミ上科; ネズミ科; ネズミ亜科; ハツカネズミ属; ハツカネズミ
対象種	マウス
遺伝子ID (ヒト)	923
遺伝子ID	12511
免疫原	組換えタンパク質 マウスCD6 (NP_033982.3) のアミノ酸20〜155番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	フローサイトメトリー (FC)
交差反応性	マウス
SWISSプロット	Q61003
タンパク質分子量	64kDa/68kDa/72kDa
発送方法	氷袋梱包