

Fc用Pe標識ウサギ抗マウスCd62Eモノクローナル抗体 - Q00690

商品番号: CM0010851

前書き

マウスCD62E（Eセレクトイン）に対するPE標識ウサギモノクローナル抗体。フローサイトメトリー用にバリデーション済み。マウスモデルにおける免疫接着および白血球トラフィッキング研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PE標識ウサギ抗マウスCD62E mAb
備考／別名	Elam ; CD62E ; ELAM-1 ; LECAM2 ; Eセレクトイン
種	マウス
GeneID（ヒト）	6401
GeneID	20339
免疫原	マウスCD62E（NP_035475.2）のアミノ酸22～557内の配列に対応する組換えタンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	FC
交差反応性	マウス
SWISS	Q00690
タンパク質分子量	66kDa
輸送	保冷バッグ