

フローサイトメトリー用Peウサギ抗マウスCd62Lモノクローナル抗体 - P18337

商品番号: CM0009601

前書き

フローサイトメトリー用PEウサギ抗マウスCD62Lモノクローナル抗体。マウスで検証済みのL-セレクトイン（CD62L）を認識します。リンパ球ホーミングおよび白血球ローリングの研究に適しています。SWISS: P18337。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PEウサギ抗マウスCD62L mAb
備考／別名	Lnhr; CD62L; LAM-1; Ly-22; Lyam1; LECAM1; Ly-m22; Lyam-1; LECAM-1; L-セレクトイン
種	マウス
GeneID（ヒト）	6402
GeneID	20343
免疫原	マウスCD62L（NP_035476.1）のアミノ酸39～332に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	FC
交差反応性	マウス
SWISS	P18337
タンパク質分子量	42kDa
配送	保冷バッグ