

フローサイトメトリー（細胞内）用 Pe ウサギ抗マウス Cd68

モノクローナル抗体 - P31996

商品番号: CM0012762

前書き

細胞内フローサイトメトリー用のマウス CD68（マクロシアリン）を標的とする PE 標識ウサギモノクローナル抗体。マウスのマクロファージおよび樹状細胞の染色に適しています。高い特異性と明るい PE シグナルを備えています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PE ウサギ抗マウス CD68 mAb
備考／別名	Lamp4; gp110; Scard1
種	マウス
GeneID（ヒト）	968
GeneID	12514
免疫原	マウス CD68（NP_001277987.1）のアミノ酸 21～291 に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	FC（細胞内）
交差反応性	マウス
SWISS	P31996
タンパク質分子量	35kDa
輸送	保冷バッグ