

## Peウサギ抗マウスCd70モノクローナル抗体（Fc用） - O55237

商品番号: CM0008570

### 前書き

マウスCD70を標的とするPE標識ウサギ由来モノクローナル抗体です。フローサイトメトリー（FC）での使用が検証済みです。T細胞活性化およびB細胞免疫監視におけるCD70-CD27シグナル伝達の研究に使用されます。

[詳細を学ぶ](#)

| パラメータ     | 値                                                    |
|-----------|------------------------------------------------------|
| 製品名       | PEウサギ抗マウスCD70 mAb                                    |
| 備考／別名     | Cd27l; CD27LG; Tnfsf7; Tnlg8a                        |
| 対象種       | マウス                                                  |
| 遺伝子ID（ヒト） | 970                                                  |
| 遺伝子ID     | 21948                                                |
| 免疫原       | マウスCD70（NP_035747.1）のアミノ酸47～195番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質 |
| 起源        | ウサギ                                                  |
| カテゴリー     | モノクローナル抗体                                            |
| 用途        | FC                                                   |
| 交差反応性     | マウス                                                  |
| SWISS     | O55237                                               |
| タンパク質分子量  | 22 kDa                                               |
| 発送方法      | 保冷剤                                                  |