

Pe Rabbit Anti-Mouse Cd79B Monoclonal Antibody For Fc - P15530

商品番号: CM0010048



前書き

マウスCD79b（B29、Ig-beta、B細胞特異的糖タンパク質B29）を標的とするPE標識ウサギモノクローナル抗体。フローサイトメトリー（FC）アプリケーションで検証済み。B細胞受容体シグナル伝達および適応免疫の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PE Rabbit anti-Mouse CD79b mAb
備考/別名	B29; Igβ; Igβeta; Ig-beta
種	マウス
GeneID (ヒト)	974
GeneID	15985
免疫原	マウスCD79b（NP_032365.1）のアミノ酸26-158に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	FC
交差反応性	マウス
SWISS	P15530
タンパク質分子量	25kDa
配送	氷袋