


Pe ウサギ抗マウス Cd80 Mab（Fc用） - Q00609

商品番号: CM0009522



前書き

マウスCD80を標的とするPE結合ウサギモノクローナル抗体。CD80はT細胞の主要な共刺激分子です。フローサイトメトリーでバリデーション済みで、免疫学研究および診断アッセイ開発に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PE ウサギ抗マウス CD80 mAb
備考／別名	B71; Ly53; TSA1; Cd28l; Ly-53; MIC17
種	マウス
GeneID（ヒト）	941
GeneID	12519
免疫原	組換えタンパク質（マウスCD80のアミノ酸38～245に相当する配列を含む組換え融合タンパク質、NP_033985.3）
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	FC
交差反応性	マウス
SWISS	Q00609
タンパク質分子量	34kDa
輸送	保冷バッグ