

フローサイトメトリー用 PE標識 ウサギ抗マウスCd83 モノクローナル抗体 - O88324

商品番号: CM0010173

前書き

マウスCD83を標的とするPE標識ウサギモノクローナル抗体で、フローサイトメトリー（FC）で検証済みです。免疫細胞研究、樹状細胞およびリンパ球研究、免疫応答調節研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PE標識 ウサギ抗マウスCD83 mAb
備考/別名	mCD83
種	マウス
GeneID (ヒト)	9308
GeneID	12522
免疫原	組換えタンパク質: マウスCD83（NP_033986.1）のアミノ酸22-133に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	FC
交差反応性	マウス
SWISS	O88324
タンパク質分子量	21KDa
輸送	保冷バッグ