

Pe Rabbit Anti-Mouse Cd84 Mab - Q18Pi6

商品番号: CM0009651

前書き

フローサイトメトリー用、マウスCD84（SLAMF5）を標的とするPE標識ウサギモノクローナル抗体。SLAMファミリーレセプター、適応免疫、およびNK/T細胞機能の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PE Rabbit anti-Mouse CD84 mAb
備考/別名	CDw84; SLAMF5; A130013D22Rik
種	マウス
GeneID (ヒト)	8832
GeneID	12523
免疫原	組換えタンパク質 マウスCD84（NP_038517.1）のアミノ酸22-221に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
供給源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	FC
交差反応性	マウス
SWISS	Q18PI6
タンパク質分子量	37kDa
配送	氷袋