

Pe 標識ウサギ抗マウス CD86 モノクローナル抗体 - P42082

商品番号: CM0010055

前書き

マウス CD86 に対する PE 標識ウサギモノクローナル抗体。フローサイトメトリーで検証済み。T細胞活性化および共刺激経路の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PE 標識ウサギ抗マウス CD86 モノクローナル抗体
備考/別名	B7; B70; MB7; B7-2; B7.2; CLS1; Ly58; ETC-1; Ly-58; MB7-2; Cd28l2; TS/A-2; CD86
種	マウス
遺伝子ID (ヒト)	942
遺伝子ID	12524
免疫原	組換えタンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	フローサイトメトリー (FC)
交差反応性	マウス
SWISS	P42082
タンパク質分子量	35 kDa
発送方法	保冷剤