


Pe標識ウサギ抗マウスCD87モノクローナル抗体（Fc用） - P35456

商品番号: CM0004148



前書き

フローサイトメトリー（FC）用のマウスCD87（uPAR）に対するPE標識ウサギモノクローナル抗体。マウスサンプルで検証済みで、プラスミノゲン活性化と細胞遊走に参与するウロキナーゼ受容体を標的とします。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PE標識ウサギ抗マウスCD87モノクローナル抗体
備考/別名	Cd87; uPAR; u-PAR
種	マウス
GeneID (ヒト)	5329
GeneID	18793
免疫原	組換えタンパク質 マウスCD87（NP_035243.1）のアミノ酸24-297に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	フローサイトメトリー (FC)
交差反応性	マウス
SWISS	P35456
タンパク質分子量	24kDa/35kDa
発送方法	保冷剤（氷袋）