

フローサイトメトリー用 Pe ウサギ抗マウス Cd88/C5Ar モノクローナル抗体 - P30993

商品番号: CM0009528



前書き

マウス CD88/C5aR を標的とする PE 標識ウサギモノクローナル抗体。フローサイトメトリー（FC）用にバリデーション済み。マウスと反応し、予測タンパク質分子量は 39 kDa。免疫学および炎症研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PE ウサギ抗マウス CD88/C5aR mAb
備考／別名	C5aR; C5r1; Cd88; D7Msu1
種	マウス
GeneID（ヒト）	728
GeneID（マウス）	12273
免疫原	マウス CD88/C5aR のアミノ酸 1〜37 に相当する配列を含む組換え融合タンパク質（NP_031603.2）
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	FC
交差反応性	マウス
SWISS	P30993
タンパク質分子量	39kDa
輸送	保冷バッグ