


フローサイトメトリー用 PE標識 ウサギ抗マウスCD8A モノクローナル抗体 - P01731

商品番号: CM0009167



前書き

マウスCD8a（MHCクラスIコレセプター）を特異的に認識するPE標識ウサギモノクローナル抗体。フローサイトメトリー用に検証済みで、研究における細胞傷害性Tリンパ球およびNK細胞の検出を可能にします。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PE標識 ウサギ抗マウスCD8a mAb
備考/別名	Ly-2; Ly-B; Ly-35; Lyt-2
種	マウス
GeneID (ヒト)	925
GeneID	12525
免疫原	マウスCD8a (NP_001074579.1) のアミノ酸28-196に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	FC
交差反応性	マウス
SWISS	P01731
タンパク質分子量	27kDa
発送	保冷バッグ