

フローサイトメトリー用 PE標識 ウサギ抗マウス Cd90.2 モノクローナル抗体 - P01831

商品番号: CM0010641

前書き

マウスCD90.2（Thy-1）を標的とするPE標識ウサギモノクローナル抗体。フローサイトメトリー用。マウス検体に適しており、免疫表現型解析や細胞間相互作用の研究に役立ちます。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PE標識 ウサギ抗マウス CD90.2 mAb
備考/別名	T25; CD90; Thy-1; Thy1.1; Thy1.2; Thy-1.2
種	マウス
ヒト遺伝子ID	7070
遺伝子ID	21838
免疫原	マウスCD90.2組換えタンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	FC
交差反応性	マウス
SWISS	P01831
タンパク質分子量	18kDa
発送	保冷バッグ