


Pe ウサギ抗マウス Cd95/Fas モノクローナル抗体 - P25446

商品番号: CM0012195



前書き

フローサイトメトリー用の、マウス CD95/FAS に対する PE

標識ウサギモノクローナル抗体。マウス腫瘍壊死因子受容体スーパーファミリーメンバー6（SWISS P25446）を認識し、アポトーシス研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PE ウサギ抗マウス CD95/FAS モノクローナル抗体
備考／別名	lpr; APO1; APT1; CD95; TNFR6; Tnfrsf6
種	マウス
遺伝子 ID (ヒト)	355
遺伝子 ID	14102
免疫原	マウス CD95/FAS (NP_032013.2) のアミノ酸 22～169 に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	FC
交差反応性	マウス
SWISS	P25446
タンパク質分子量	37 KDa
輸送	保冷バッグ