


フローサイトメトリー用 Pe ウサギ抗マウス Cd96/Tactile モノクローナル抗体 - Q3U0X8

商品番号: CM0012427



前書き

マウスCD96/TACTILEを標的とするPE結合ウサギモノクローナル抗体で、フローサイトメトリーでの検証が完了しています。T細胞・NK細胞の接着反応や後期免疫応答の研究に最適です。Q3U0X8。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PE ウサギ抗マウス CD96/TACTILE mAb
備考／別名	Tactile; I700109I12Rik
対象種	マウス
ヒト遺伝子ID	10225
遺伝子ID	84544
免疫原	マウスCD96/TACTILE (NP_115854.2) のアミノ酸35～536番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	FC (フローサイトメトリー)
交差反応性	マウス
SWISS	Q3U0X8
タンパク質分子量	67kDa
発送方法	保冷剤梱包