


Fc用Pe標識ウサギ抗マウスE-カドヘリン/Cd324モノクローナル抗体 - P09803

商品番号: CM0008566



前書き

マウスE-カドヘリン/CD324 (SWISS: P09803) を標的とするPE結合ウサギモノクローナル抗体です。フローサイトメトリー（FC）での使用が検証済みです。細胞接着、上皮生物学、がん研究の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	仕様
製品名	PE標識ウサギ抗マウスE-カドヘリン/CD324 mAb
別名	Um; UVO; Ecad; ARC-1; E-cad; L-CAM
対象種	マウス
GeneID (ヒト)	999
GeneID	12550
免疫原	組換えタンパク質 マウスE-カドヘリン/CD324 (NP_033994.1) のアミノ酸157～369番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
分類	モノクローナル抗体
応用	FC
交差反応性	マウス
SWISS	P09803
タンパク質分子量	98kDa
輸送方法	保冷剤