

Pe Rabbit Anti-Mouse Foxp3 Monoclonal Antibody For Fc (Intra) - Q99Jb6

商品番号: CM0004119



前書き

制御性T細胞（Treg）における重要な転写制御因子であるマウスFOXP3（scurfin）を標的とする、PE標識ウサギモノクローナル抗体。細胞内フローサイトメトリーで検証済みであり、マウスサンプル中のTreg集団の検出と解析を可能にします。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PE Rabbit anti-Mouse FOXP3 mAb
備考/別名	sf; JM2; scurfin
種	マウス
遺伝子ID (ヒト)	50943
遺伝子ID	20371
免疫原	マウスFoxp3 (NP_473380.1) のアミノ酸1-100以内の配列に対応する合成ペプチド。
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	FC (intra)
交差反応性	マウス
SWISS	Q99JB6
タンパク質分子量	47kDa
配送	アイスバッグ