

Pe ウサギ抗マウスI-Aモノクローナル抗体（Fc用途） - P14483

商品番号: CM0010672



前書き

マウスI-A MHCクラスII同種抗原（H-2I、I-A、I-E）に特異的なPE結合ウサギモノクローナル抗体です。フローサイトメトリーでの検証が完了しており、免疫細胞の表現型解析や免疫学研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	仕様
製品名	PE ウサギ抗マウスI-A mAb
備考・別名	H-2I; I-Ad, -Ed; I-Eb および I-Ek MHCクラスII同種抗原; Ia抗原; MHC II
対象種	マウス
GeneID（ヒト）	474382
GeneID	14961
免疫原	組換えタンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	FC
交差反応性	マウス
SWISS	P14483
タンパク質分子量	30kDa
発送方法	保冷剤