

Fc用Peウサギ抗マウスIcos/Cd278モノクローナル抗体 - Q9Wvs0

商品番号: CM0011122

前書き

マウスICOS/CD278を標的とするPE結合ウサギモノクローナル抗体で、フローサイトメトリー（FC）用にバリデーション済み。マウスサンプル中のT細胞活性化およびT細胞とB細胞の相互作用に重要な誘導性T細胞共刺激因子を認識します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PEウサギ抗マウスICOS/CD278 mAb
備考／別名	H4; CCLP; AILIM; CRP-1; Ly115
種	マウス
GeneID（ヒト）	29851
GeneID	54167
免疫原	マウスICOS/CD278（NP_059508.2）のアミノ酸21～142に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	FC
交差反応性	マウス
SWISS	Q9WVS0
タンパク質分子量	22 kDa
輸送	保冷バッグ