

Pe標識 ウサギ 抗マウスIgA (Fc) モノクローナル抗体

商品番号: CM0012556

前書き

マウスIgA

Fc領域に特異的なPE標識ウサギモノクローナル抗体。マウスサンプルにおける細胞内フローサイトメトリー用に設計。ウサギ由来。氷上で発送。免疫学研究およびアッセイ開発に最適。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PE標識 ウサギ 抗マウスIgA (Fc) mAb
種	マウス
免疫原	マウスIgAのアミノ酸99-344に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	フローサイトメトリー（細胞内）
交差反応性	マウス
発送条件	氷袋