


Pe Rabbit Anti-Mouse IgG1 Monoclonal Antibody For Fc - P01868

商品番号: CM0005101



前書き

マウスIgG1に対するPE標識ウサギモノクローナル抗体。フローサイトメトリー（FC）に適しています。この抗体はIgG1アイソタイプに特異的であり、マウス免疫グロブリンのプロファイリングおよびB細胞解析に使用できます。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	説明
製品名	PE Rabbit anti-Mouse IgG1 mAb
備考/別名	IgG1
種	マウス
免疫原	マウスIgG1（P01868）のアミノ酸98-324に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	FC
交差反応性	マウス
SWISS	P01868
タンパク質分子量	36kDa
配送	アイスバッグ