

フローサイトメトリー用 PE標識 ウサギ抗マウス IgG2b モノクローナル抗体 - P01867-2

商品番号: CM0008323

前書き

マウスIgG2b定常領域（アイソフォーム2）を標的とするPE標識ウサギモノクローナル抗体。フローサイトメトリー用に検証済みで、マウスへの交差反応性があります。免疫グロブリンアイソタイピングおよび免疫プロファイリング研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PE標識 ウサギ抗マウス IgG2b モノクローナル抗体
備考/別名	IgG2b; Igh-3; gamma2b
種	マウス
GeneID	16016
免疫原	マウスIgG2b（P01867-2）のアミノ酸14-113に対応する合成ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	フローサイトメトリー
交差反応性	マウス
SWISS	P01867-2
タンパク質分子量	37kDa
輸送条件	保冷バッグ