

## Fc用Peラビット抗マウスIgMモノクローナル抗体 - P01872

商品番号: CM0008613



## 前書き

マウスIgM定常領域（P01872）に反応するPE標識ラビットモノクローナル抗体。フローサイトメトリーで検証済み。マウスIgMと特異的に反応し、B細胞の検出や液性免疫の研究を可能にします。

[詳細を学ぶ](#)

| パラメータ    | 値                                              |
|----------|------------------------------------------------|
| 製品名      | PEラビット抗マウスIgM mAb                              |
| 備考/別名    | Igm; muH; Igh6; Igh-6; Igh-M                   |
| 種        | マウス                                            |
| 免疫原      | マウスIgM（P01872）のアミノ酸105-454に相当する配列を含む組換え融合タンパク質 |
| 供給源      | ラビット                                           |
| カテゴリー    | モノクローナル抗体                                      |
| アプリケーション | FC                                             |
| 交差反応性    | マウス                                            |
| SWISS    | P01872                                         |
| タンパク質分子量 | 50kDa/53kDa                                    |
| 配送       | 氷袋                                             |