

Pe Rabbit Anti-Mouse Il-10Ra/Cd210 Mab For Fc - Q61727

商品番号: CM0009151

前書き

フローサイトメトリー（FC）用途に適した、マウスIL-10RA/CD210（CDw210a、IL-10R1）を標的とするPE標識ウサギモノクローナル抗体。マウスIL-10受容体アルファサブユニット（抗炎症シグナル伝達に参与する64 kDaの細胞表面受容体）を認識します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PE Rabbit anti-Mouse IL-10RA/CD210 mAb
備考/別名	Il10r; CDw210; CDw210a; IL-10R1; IL-10RA; mIL-10R
種	マウス
GeneID (ヒト)	3587
GeneID	16154
免疫原	組換えタンパク質 マウスIL-10RA/CD210（NP_032374.1）のアミノ酸17-241に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	FC
交差反応性	マウス
SWISS	Q61727
タンパク質分子量	64kDa
配送	アイスバック