

フローサイトメトリー（細胞内）用 Pe ウサギ抗マウス IL-13 モノクローナル抗体 - P20109

商品番号: CM0011563

前書き

マウス IL-13 を標的とする PE
標識ウサギモノクローナル抗体。細胞内フローサイト
メトリーに適しています。アレルギー性炎症、免疫制
御、サイトカインシグナル伝達経路の研究に最適です
。 - P20109

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PE ウサギ抗マウス IL-13 mAb
備考／別名	IL-13
種	マウス
GeneID（ヒト）	3596
GeneID	16163
免疫原	組換えタンパク質 マウス IL-13 のアミノ酸 20～131 に相当する配列を含む組換え融合タンパク質（NP_032381.1）。
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	FC（細胞内）
交差反応性	マウス
SWISS	P20109
タンパク質分子量	14kDa
配送	保冷バッグ