

Pe 標識ウサギ抗マウス IL-17F モノクローナル抗体 - Q7Tni7

商品番号: CM0006073

前書き

マウス IL-17F に対する PE 標識ウサギモノクローナル抗体で、細胞内フローサイトメトリー用に設計されています。Th17細胞生物学、抗菌免疫、炎症反応の研究に、この検証済み試薬をご利用ください。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PE 標識ウサギ抗マウス IL-17F mAb
備考/別名	IL-17F
種	マウス
GeneID (ヒト)	112744
GeneID	257630
免疫原	組換えタンパク質: マウス IL-17F (NP_665855.2) のアミノ酸 1-161 に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	フローサイトメトリー (細胞内)
交差反応性	マウス
SWISS	Q7TN17
タンパク質分子量	18 kDa
輸送	保冷バッグ